

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx

Notendahandbók

DRAFT for verification | 2017-08-31



Innihald

Velkomin(n)	4
Heyrnartækin þín	5
Gerð tækis	5
Lærðu vel á heyrnartækin þín	6
Íhlutir og heiti þeirra	7
Stjórnhnappar	10
Hlustunarkerfi	11
Eiginleikar	11
Rafhlöður	12
Stærð rafhlöðu og ábendingar um meðhöndlun	12
Skipt um rafhlöður	13
Dagleg notkun	14
Kveikt og slökkt á tækjunum	14
Heyrnartækin sett í og fjarlægð	15
Hljóðstyrkur stilltur	19
Hlustunarkerfi breytt	19
Frekari stillingar (valfrjálst)	20
Sérstök hlustunarskilyrði	21
Í símanum	21
Straumspilun hljóðs með iPhone	22
Flugstilling	22

Viðhald og umhirða	23
Heyrnartæki	23
Hlustarstykki	24
Faglegt viðhald	26
Frekari upplýsingar	27
Öryggisupplýsingar	27
Aukabúnaður	27
Tákn sem notuð eru í þessum leiðbeiningum	27
Úrræðaleit	28
Upplýsingar fyrir tiltekin lönd	29
Þjónusta og ábyrgð	31

Velkomin(n)

Takk fyrir að velja heyrnartæki frá okkur sem ferðafélaga í dagsins önn. Eins og ævinlega á við um nýjungar mun það taka þig svölítt tíma að kynnst tækjunum vel.

Þessi handbók, samhliða aðstoð frá heyrnarsérfræðingnum þínum, hjálpar þér að skilja kosti tækjanna og þau auknu lífsgæði sem þau geta veitt þér.

Til að njóta ávinningsins af heyrnartækjunum sem best er mælt með því að nota þau allan daginn á hverjum degi. Það hjálpar þér að venjast tækjunum.



VARÚÐ

Það er afar mikilvægt að lesa þessa notendahandbók og öryggishandbókina vandlega og ítarlega. Fylgdu öllum öryggisupplýsingum til að forðast skemmdir eða slys.

Heyrnartækin þín



Þessi notendahandbók lýsir valfrjálsum eiginleikum sem heyrnartækin þín búa hugsanlega yfir.

Biddu heyrnarsérfræðinginn þinn að benda þér á eiginleikana sem eiga við um heyrnartækin þín.

Gerð tækis

Heyrnartækin þín eru af RIC-gerð, þ.e. með móttakara í hlust (Receiver-in-Canal). Móttakarinn er staðsettur í hlustinni og tengdur við tækið með móttakarasnúru. Heyrnartækin eru ekki ætluð til notkunar hjá börnum yngri en þriggja ára eða einstaklingum með þroskastig barna yngri en þriggja ára.

Þráðlausa virknin gerir þér kleift að nota háþróaða heyrnarmælieiginleika og ná samstillingu milli beggja heyrnartækja.

Heyrnartækin þín eru með Bluetooth® low energy* tækni sem auðveldar gagnaskipti við snjallsímann þinn og stuðlar að hnökralausri straumspilun hljóðs í gegnum iPhone**-símann þinn.

* Orðmerki og myndmerki Bluetooth eru í eigu Bluetooth SIG, Inc. og hvers kyns notkun löglegs framleiðanda vörunnar á slíkum merkjum er samkvæmt leyfi. Önnur vörumerki og vöruheiti eru í eigu viðkomandi eigenda.

** iPhone er vörumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Lærðu vel á heyrnartækin þín

Við mælum með því að þú lærir vel á nýju heyrnartækin þín. Leggðu heyrnartækin í lófann og prófaðu að nota stjórnhnappana. Kynntu þér staðsetningu þeirra á tækjunum. Þannig verður auðveldara fyrir þig að þreifa eftir og ýta á stjórnhnappana á meðan þú ert með heyrnartækin í eyrunum.


i

Ef þú átt í erfiðleikum með að ýta á stjórnhnappa heyrnartækjanna á meðan þú ert að nota þau getur þú notað fjarstýringu til að stjórna þeim. Ef þú ert með viðeigandi snjallsímaforrit bjóðast enn fleiri möguleikar á að stjórna tækinu.

Íhlutir og heiti þeirra


Þessar notkunarleiðbeiningar lýsa notkun nokkurra gerða heyrnartækja. Notaðu eftirfarandi myndir til að auðkenna þá gerð heyrnartækja sem þú notar.

Pure 312 Nx



-
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Hlustarstykki | 6 Rafhlöðuhólf
(rofi til að kveikja/slökkva) |
| 2 Móttakari | |
| 3 Móttakarasnúra | 7 Gaumljós á hlið
(rautt = hægra eyra,
blátt = vinstra eyra) og
tenging við móttakara |
| 4 Op hljóðnema | |
| 5 Veltirofi (stjórnhnappur) | |
-

Pure 13 Nx



- | | |
|-----------------------------|--|
| ① Hlustarstykki | ⑥ Rafhlöðuhólf
(rofi til að kveikja/slökkva) |
| ② Móttakari | |
| ③ Móttakarasnúra | ⑦ Gaumljós á hlið
(rautt = hægra eyra,
blátt = vinstra eyra) |
| ④ Op hljóðnema | |
| ⑤ Veltirofi (stjórnhnappur) | ⑧ Tenging við móttakara |

Hægt er að nota eftirfarandi hlustarstykki af staðlaðri gerð:

Hlustarstykki af staðlaðri gerð		Stærð
☐	 Click Sleeve (með loftopum eða lokað)	
☐	 Click Dome™ einfalt (opið eða lokað)	
☐	 Click Dome hálfopið	
☐	 Click Dome tvöfalt	


Auðveldlega má skipta út hlustarstykki af einni staðlaðri gerð fyrir annað slíkt. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Viðhald og umhirða“.

Sérsniðin hlustarstykki

☐	 Sérsniðin skel	
☐	 Click Mold™	

Stjórnhnappar

Þú getur til dæmis notað veltirofann til að stilla hljóðstyrk eða skipta á milli hlustunarkerfa. Heyrnarsérfræðingurinn þinn hefur forstillt aðgerðir fyrir veltirofann samkvæmt þínum óskum.



Aðgerðir veltirofa	V	H
Ýtt niður í stutta stund:		
Skipt á milli hlustunarkerfa	☐	☐
Hljóðstyrkur hækkaður/lækkaður	☐	☐
Styrkur hljóðmerkis fyrir meðhöndlun á eyrnasuði (tinnitus) hækkaður/lækkaður	☐	☐
Ýtt í um tvær sekúndur:		
Skipt á milli hlustunarkerfa	☐	☐
Hljóðstyrkur hækkaður/lækkaður	☐	☐
Styrkur hljóðmerkis fyrir meðhöndlun á eyrnasuði (tinnitus) hækkaður/lækkaður	☐	☐
Ýtt lengur en í þrjár sekúndur:		
Biðstaða/kveikt	☐	☐
Kveikt/slökkt á flugstillingu	☐	☐

V = vinstri, H = hægri



Einnig er hægt að nota fjarstýringu til að skipta um hlustunarkerfi og stilla hljóðstyrkinn eða heyrnartækin. Ef þú ert með snjallsímaforritið okkar bjóðast enn fleiri möguleikar á að stjórna tækinu.

Hlustunarkerfi

1

2

3

4

5

6

Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Hlustunarkerfi breytt“.

Eiginleikar

- ☐ **Töf á ræsing** gerir þér kleift að setja heyrnartækin í eyrun án þess að heyrnartækin gefi frá sér flaut.
Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Kveikt og slökkt á tækjunum“.
- ☐ Eiginleikinn fyrir **meðhöndlun á eyrnasuði** gefur frá sér hljóð sem beinir athyglinni frá suðinu.

Rafhlöður

Þegar lítil hleðsla er eftir á rafhlöðunni verður hljóðið veikara eða viðvörunarhljóðmerki heyrist. Það ræðst af gerð rafhlöðunnar hvað það líður langur tími þar til skipta þarf um rafhlöðuna.

Stærð rafhlöðu og ábendingar um meðhöndlun

Fáðu upplýsingar um ráðlagðar rafhlöðugerðir hjá heyrnarsérfræðingnum.

Stærð rafhlöðu:	☐ 312	☐ 13
-----------------	---------------------------	--------------------------

- Notaðu alltaf rafhlöður af réttri stærð og gerð fyrir heyrnartækin þín.
- Ef ekki á að nota heyrnartækin í nokkra daga í senn skal fjarlægja rafhlöðurnar úr tækinu.
- Hafðu alltaf aukarafhlöður við höndina.
- Fjarlægðu rafhlöður um leið og þær verða hleðslulausar og fylgdu staðbundnum reglum um förgun á rafhlöðum.

Skipt um rafhlöður

Rafhlaða fjarlægð:

- Opnaðu rafhlöðuhólfið.



- Notaðu segulteið til að toga rafhlöðuna út. Segulteini er fáanlegur sem aukabúnaður.



Rafhlaða sett í:

- Ef rafhlaðan er með hlífðarvörn skaltu ekki fjarlægja hana fyrr en nota á rafhlöðuna.



- Settu rafhlöðuna í þannig að „+“-táknin sé vísi upp (sjá skýringarmynd).



- Lokaðu rafhlöðuhólfinu gætilega. Ef þú finnur fyrir mótstöðu hefurðu ekki sett rafhlöðuna rétt í hólfið.

Reyndu ekki að loka rafhlöðuhólfinu með afli. Hólfið gæti skemmst við það.

Dagleg notkun

Kveikt og slökkt á tækjunum

Þegar þú vilt kveikja eða slökkva á heyrnartækjunum getur þú valið um eftirfarandi valkosti.

Með rafhlöðuhólfi:

- Kveikt: Lokaðu rafhlöðuhólfinu.
Sjálfgefið val á hljóðstyrk og hlustunarkerfi hefur verið stillt.
- Slökkt: Opnaðu rafhlöðuhólfið að þar til lokið stöðvast í fyrsta stoppi.

Með veltirofanum:

- Kveikt eða slökkt: Ýttu á veltirofann og haltu honum niðri í nokkrar sekúndur. Frekari upplýsingar um hvernig stilla á veltirofann eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.
Þegar kveikt hefur verið á heyrnartækjunum eru þau stillt á þann hljóðstyrk og hlustunarkerfi sem voru **síðast** notuð.

Þegar heyrnartækin eru í notkun kann að heyrast hljóðmerki sem gefur til kynna að kveikt eða slökkt hafi verið á tækjunum.

Þegar **töf á ræsingu** er virk verður nokkurra sekúndna töf á ræsingu heyrnartækjanna. Á meðan getur þú stungið heyrnartækjunum inn í eyrun án þess að heyra ónotalegt hátíðniflaut og -hljóð.

Heyrnarsérfræðingurinn þinn getur gert töf á ræsingu virka.

Heyrnartækin sett í og fjarlægð

Heyrnartækin þín hafa verið fínstillt fyrir annars vegar hægri og hins vegar vinstra eyrað.

Hliðarnar eru merktar hvor í sínum lit:


- rauður merkimiði = hægri eyra
- blár merkimiði = vinstra eyra



Heyrnartæki sett í:

- Fyrir Click Sleeves skal gæta þess að sveigjan á Click Sleeve standist á við sveigjuna á móttakarasnúrunni.

Rétt:



Rangt:




- ▶ Haltu um móttakarasnúruna þar sem hún beygist næst hlustarstykkinu.

- ▶ Þrýstu hlustarstykkinu varlega inn í hlustina ❶.

- ▶ Snúðu því svolítið þar til það situr rétt.

Opnaðu og lokaðu munnum á víxl til að forðast uppsöfnun lofts í hlustinni.

- ▶ Lyftu heyrnartækinu upp og renndu því yfir efri hluta eyrans ❷.



VARÚÐ

Hætta á meiðslum!

- ▶ Settu hlustarstykkið varlega og ekki of djúpt inn í eyrað.

i

- Það getur verið gagnlegt að setja **hægra** heyrnartækið í með **hægri** hendinni og **vinstra** heyrnartækið með **vinstri** hendinni.
- Ef þú lendir í vandræðum með að setja hlustarstykkið í skaltu nota hina höndina til að toga eyrnasneppilinn gætilega niður á við. Við það opnast hlustin og það auðveldar ísetningu hlustarstykksins.


Sveigjanleg festing (valbúnaður) hjálpar til við að halda hlustarstykkinu tryggilega föstu í eyranu. Sveigjanlega festingin stillt:

- Beygðu festinguna og staðsettu hana gætilega í neðri hluta hlustarinngangsins (sjá mynd).



Heyrnartæki tekið úr:

- ▶ Lyftu heyrnartækinu upp og renndu því yfir efri hluta eyrans ①.
- ▶ Ef heyrnartækið þitt er með sérsniðinni skel eða Click Mold skaltu fjarlægja það með því að draga litlu togsnúruna aftur fyrir höfuðið.
- ▶ Fyrir öll önnur hlustarstykki: Taktu um móttakarann í hlustinni með tveimur fingrum og togaðu hann gætilega út ②.



Ekki toga í móttakarasnúruna.



VARÚÐ

Hætta á meiðslum!

- ▶ Örsjaldan kemur fyrir að hlustarstykkið verður eftir í eyranu þegar heyrnartækið er fjarlægt. Ef þetta gerist skaltu láta heilbrigðisstarfsmann fjarlægja hlustarstykkið.

Hreinsaðu og þurrkaðu heyrnartækin eftir hverja notkun. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Viðhald og umhirða“.

Hljóðstyrkur stilltur

Heyrnartækin þín stilla hljóðstyrkinn sjálfkrafa í samræmi við hlustunarskilyrði.

- Ef þú kýst frekar handvirka stillingu hljóðstyrks skaltu ýta á veltirofann.

Frekari upplýsingar um hvernig stilla á veltirofann eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Nota má valfrjálst hljóðmerki til að gefa til kynna breytingar á hljóðstyrk. Þá heyrir hljóðmerki þegar minnsta eða mesta hljóðstyrk hefur verið náð.

Hlustunarkerfi breytt

Heyrnartækin þín stilla hljóðstyrkinn sjálfkrafa í samræmi við hlustunarskilyrði.

Heyrnartækin þín kunna einnig að vera með nokkur hlustunarkerfi sem gera þér kleift að breyta hljóðnum, ef þess gerist þörf. Notaðu valfrjálst hljóðmerki til að gefa til kynna breytingar á hlustunarkerfi.

- Til að skipta um hlustunarkerfi skaltu ýta á veltirofann.

Frekari upplýsingar um hvernig stilla á veltirofann eru í hlutanum „Stjórnhnappar“. Listi yfir hlustunarkerfi er í hlutanum „Hlustunarkerfi“.

Frekari stillingar (valfrjálst)

Einnig er hægt að nota stjórnhnappa heyrnartækisins til að breyta öðrum eiginleikum, til dæmis styrk hljóðmerkisins fyrir meðhöndlun á eyrnasuði.

Frekari upplýsingar um hvernig stilla á stjórnhnappana eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Sérstök hlustunarskilyrði

Í símanum

Þegar þú ert í símanum skaltu halda símtækinu aðeins fyrir ofan eyrað. Heyrnartækið og símtækið þurfa að vera í beinni línu. Snúðu símtækinu aðeins til að það sé ekki alveg yfir eyranu.



Símakerfi

Þú gætir viljað hafa tiltekinn hljóðstyrk þegar þú notar símann. Biddu heyrnarsérfræðinginn þinn að grunnstilla símakerfi.

- Skiptu yfir í símakerfið þegar þú ert í símanum.

Ef símakerfi hefur verið grunnstillt í heyrnartækinu er sú stilling tilgreind í hlutanum „Hlustunarkerfi“.

Straumspilun hljóðs með iPhone

Heyrnartækin þín eru heyrnartæki sem eru **Gerð fyrir iPhone**. Þetta merkir að þú getur tekið á móti símtölum og hlustað á tónlist úr iPhone-símanum þínum beint í gegnum heyrnartækin þín.

Frekari upplýsingar um samhæf iOS-tæki, pörun, straumspilun hljóðs og aðra gagnlega eiginleika færðu hjá heyrnarsérfræðingnum.

Flugstilling

Þar sem notkun Bluetooth-tækni er ekki leyfð (t.d. í sumum flugvélum), er hægt að virkja flugstillinguna. Þá er slökkt tímabundið á Bluetooth í heyrnartækjunum þínum. Heyrnartækin virka samt sem áður án Bluetooth, en bein straumspilun hljóðs er ekki möguleg og fleiri eiginleikar verða ekki tiltækir.

- Til að kveikja eða slökkva á flugstillingunni skaltu nota snjallsímaforritið eða stjórnhnappa heyrnartækjanna.

Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Viðvörðunartónn gefur til kynna þegar kveikt eða slökkt er á flugstillingunni.

Viðhald og umhirða

Til að forðast skemmdir er mikilvægt að þú hirðir vel um heyrnartækin þín og fylgir nokkrum grunnreglum sem brátt verða hluti af daglegu lífi þínu.

Heyrnartæki

Þurrkun og geymsla

- ▶ Þurrkaðu heyrnartækin yfir nótt.
- ▶ Fáðu upplýsingar um ráðlagðar þurrkvörur hjá heyrnarsérfræðingnum.
- ▶ Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækin í lengri tíma skaltu taka rafhlöðurnar úr og setja tækin í þurkbúnað með rafhlöðuhólfið opið, til að forðast skemmdir af völdum raka.

Hreinsun

Heyrnartækin þín eru með hlífðarhúð. Ef þau eru ekki hreinsuð reglulega er þó hugsanlegt að tækin skemmist eða þú verðir fyrir meiðslum.

- ▶ Hreinsaðu heyrnartækin með mjúkri, þurri bréþurrku.
- ▶ Aldrei skal nota rennandi vatn eða sökkva tækjunum í vatn.
- ▶ Aldrei skal beita þrýstingi við hreinsun.
- ▶ Leitaðu ráða hjá heyrnarsérfræðingnum varðandi ráðlagðar hreinsivörur, sérhönnuð hreinsisett eða frekari upplýsingar um hvernig hægt er að halda heyrnartækjunum í sem bestu ástandi.



Hlustarstykki

Hreinsun

Eyrnamergur getur safnast fyrir á hlustarstykkjunum. Það kann að skerða hljómið. Hreinsaðu hlustarstykkinn daglega.

Fyrir allar gerðir hlustarstykkja:

- Hreinsaðu hlustarstykkið strax eftir að það er tekið úr með mjúkri og þurri bréfpurku.

Það hindrar að eyrnamergur þorni og storkni á hlustarstykkinu.



Fyrir Click Domes eða Click Sleeves:

- Kreistu oddinn á hlustarstykkinu.




Skipt um

Skipta skal um hlustarstykki af staðlaðri gerð á um það bil þriggja mánaða fresti. Ef vart verður við sprungur eða aðrar breytingar á þeim skal skipta um þau fyrr. Verkferlið við að skipta um hlustarstykki af staðlaðri gerð fer eftir gerð hlustarstykkisins. Heyrnarsérfræðingurinn þinn merkir við þá gerð hlustarstykkis sem þú notar í hlutanum „Íhlutir og heiti þeirra“.

Skipt um Click Domes

- ▶ Til að fjarlægja gamla Click Dome skaltu nota sérverkfærið eða fylgja leiðbeiningunum á umbúðum Click Domes. Gættu þess vel að toga ekki í móttakarasnúruna.



Sérverkfærið er fáanlegt sem aukabúnaður.

- ▶ Gættu þess sérstaklega að nýja Click Dome falli á sinn stað með heyrnlegum smelli.
- ▶ Gakktu úr skugga um að nýja Click Dome sitji vel og tryggilega.



Skipt um Click Sleeves

- Snúðu innri hluta Click Sleeve út.
- Haltu um Click Sleeve og móttakarann (ekki móttakarasnúruna) með fingrunum og togaðu Click Sleeve af.
- Gættu þess sérstaklega að nýja Click Sleeve falli á sinn stað þannig að smellur heyrist.



Faglegt viðhald

Heyrnarsérfræðingurinn þinn getur framkvæmt ítarlega og faglega hreinsun og viðhaldsaðgerðir á tækinu.

Heyrnarsérfræðingurinn ætti að skipta um sérsniðin hlustarstykki og mergsíur eftir því sem þörf krefur.

Fáðu sértæk ráð hjá heyrnarsérfræðingnum þínum um tíðni viðhaldsaðgerða og stoðþjónustu.

Frekari upplýsingar

Öryggisupplýsingar

Frekari öryggisupplýsingar eru í öryggishandbókinni sem fylgir tækinu.

Aukabúnaður

Hægt er að nota myControl App til að stjórna heyrnartækjunum með fjarstýringu á þægilegan hátt. Forritið gerir þér einnig kleift að slökkva á hljóðmerkjum, búa til sérstök hljóðsnið og býður upp á margar aðrar aðgerðir.

Einnig er hægt að nota fjarstýringu.

Fáðu frekari upplýsingar og ráðleggingar hjá heyrnarsérfræðingnum.

Tákn sem notuð eru í þessum leiðbeiningum



Vekur athygli á aðstæðum sem gætu leitt til alvarlegra, vægra eða minniháttar slysa á fólki.



Táknar hættu á eignatjóni.



Ráðleggingar og hollráð um æskilegustu meðhöndlun tækisins.



Made for
iPhone

„Gert fyrir iPhone“ merkir að rafrænn aukabúnaður hefur verið hannaður til að tengjast

sérstaklega við iPhone og hefur fengið vottun þróunaraðila um að hann uppfylli kröfur Apple um nothæfi. Apple ber enga ábyrgð á virkni tækisins né því hvort það samræmist öryggisstöðlum og reglugerðum. Hafðu í huga að notkun þessa aukabúnaðar með iPhone kann að hafa áhrif á afköst þráðlauss búnaðar.

Úrræðaleit

Vandamál og hugsanleg úrræði

Hljóðið er dauft

- Auktu hljóðstyrkinn.
 - Skiptu um tómu rafhlöðuna.
 - Hreinsaðu eða skiptu um hlustarstykkið.
-

Heyrnartækið gefur frá sér flaut.

- Settu hlustarstykkið aftur í eyrað, þar til það situr tryggilega.
 - Minnkaðu hljóðstyrkinn.
 - Hreinsaðu eða skiptu um hlustarstykkið.
-

Hljóðið er bjagað.

- Minnkaðu hljóðstyrkinn.
 - Skiptu um tómu rafhlöðuna.
 - Hreinsaðu eða skiptu um hlustarstykkið.
-

Heyrnartækin gefa frá sér hljóðmerki.

- Skiptu um tómu rafhlöðuna.
-

Vandamál og hugsanleg úrræði

Heyrnartækin virka ekki.

- Kveiktu á heyrnartækjunum.
 - Lokaðu rafhlöðuhólfinu alveg, gætilega.
 - Skiptu um tömu rafhlöðuna.
 - Gakktu úr skugga um að rafhlaðan hafi verið sett rétt í.
 - Töf á ræsingu er virk. Bíddu í nokkrar sekúndur og athugaðu málið svo aftur.
-

Leitaðu ráða hjá heyrnarsérfræðingnum ef þú lendir í frekari vandræðum.

Upplýsingar fyrir tiltekin lönd

Bandaríkin og Kanada

Þessi heyrnartæki með þráðlausri virkni eru vottuð samkvæmt:

- **Bandaríkin** FCC-kenni:
SGI-RIC001 (Pure 13 Nx)
SGI-RIC002 (Pure 312 Nx)
- **Kanada:**
267AB-RIC001 (Pure 13 Nx)
267AB-RIC002 (Pure 312 Nx)

Þjónusta og ábyrgð

Raðnúmer

Tæki

Móttakari

Vinstra tæki:

Hægra tæki:

Þjónustuuppfærslur

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Ábyrgð

Dagsetning kaupa:

Ábyrgðartímabil í mánuðum:

Heyrnarsérfræðingurinn þinn



Framleiðandi samkvæmt lögum

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Þýskaland

Sími: +49 9131 308 0

Document No. 03326-99T01-8200 IS

Order/Item No. 109 507 86

Master Rev02, 08.2017

© 08.2017, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.com