

Þráðlaus samskiptatæki frá PHONAK



Hjálparbúnaður getur aukið virkni Phonak heyrnartækja þinna verulega við krefjandi hlustunar-skilyrði og í erfiðu hljóðumhverfi.

Daglegar athafnir hljóma skýrar s.s. að tala í síma, hlusta á sjónvarp eða tónlist, streyma hljóði frá tónlistarveitum eða tölvum, o.m.fl.

PHONAK
life is on

Símabúnaður



• Phonak EasyCall – farsímalausn



- Phonak EasyCall kubburinn er settur á farsímann og streymir öllu hljóði með Bluetooth-tækni beint í heyrnartækin þín. Bætt talgreining auðveldar símtöl heyrnarskertra.
 - Auðvelt að para við símann og heyrnartækin
 - Virkar með öllum farsímum sem eru með Bluetooth búnað
 - Allt að 10 klst tal-tími – Allt að 1 viku biðtími

• Phonak DECT – þráðlaus sími fyrir heimili og vinnustaði



- Phonak DECT þráðlaus síminn er mjög einfaldur í notkun og sérhannaður fyrir heyrnarskerta. Einnig hægt að nota sem venjulegan síma. Streymir hljóði í bæði heyrnartækin, sem eykur hlustunarskilyrði og talgreiningu heyrnarskerts notanda.
 - Bara að setja í samband – engin þörf á pörun við heyrnartækin
 - DEMO-hnappur sem birtir auðveldar notkunarleiðbeiningar
 - Streymir hljóði úr símanum í bæði heyrnartækin,
 - Óþarft að leggja símann að eyranu.
 - Kraft-takki, með einni aðgerð getur þú hækkað í tólinu um +15dB
 - Flýti-takkar /skammvals-takkar



Tónlistar- sjónvarps og símabúnaður




• Phonak ComPilot Air II – hljóðstreymir



- Phonak ComPilot streymirinn er nettur og stílhreinn og tengir heyrnartækin þín þráðlaust við snjallsíma og tónlistarveitur með Bluetooth. Má einnig nota með TV Link og RemoteMic.

- Engin hálssnúra
- Klemma sem festir við fatnað
- Streymir víðóma (stereo) hljóði í heyrnartækin
- Fjarstýring fyrir heyrnartæki o.fl.

How to use




Tónlistar- sjónvarps og símabúnaður



- Phonak ComPilot – margnota streymir



- Phonak ComPilot tengist þráðlaust við öll Phonak heyrnartæki. Hægt að tengja ýmsa hljóðgjafa með snúru við ComPilot. Streymir hljóði í bæði heyrnartækin, sem eykur hlustunarskilyrði og talgreiningu heyrnarskerts notanda.
 - Bluetooth og beintenging (m/snúru) tækja við ComPilot
 - Meira en 8 klst streymi-tími
 - Fjarstýring fyrir heyrnartæki
 - Víðóma (stereo) streymi hljóðs í bæði heyrnartækin
 - Má nota með ROGER X móttakara og hljóðnemunum




Sjónvarps-búnaður



- Phonak TV-Link – kjörin tenging við sjónvarp og tónlistarspilara

- Phonak TV-Link tengir saman sjónvarpið þitt við ComPilot eða ComPilot Air II streymitæki
- Með þessum búnaði breytast heyrnartækin þín í heyrnartól fyrir sjónvarp eða tónlistarspilara með drægni í allt að 30 metra fjarlægð.
- Víðóma (stereo) hljóðgæði og hverfandi seinkun hljóðs
 - Má nota við bæði starfræna og analóg hljóðmiðla
 - Einföld og auðveld uppsetning
 - Allir kaplar og snúrur fylgja
 - TV Link er einnig hleðslutæki fyrir ComPilot eða ComPilot Air II




Hljóðnemi - fundabúnaður

- Phonak RemoteMic – þráðlaus hljóðnemi

- Phonak RemoteMic er þráðlaus hljóðnemi sem ætlaður er til samræðna tveggja aðila úr nokkurri fjarlægð. Þráðlaus hljóðneminn er festur með klemmu á fatnað ræðumanns/viðmælanda. Með Phonak ComPilot er hljóð sent frá mælanda og streymt þráðlaust beint í heyrnartæki þín. Drægni allt að 20 metrar.



- Lítill og léttur
- Grípur hljóð allt í kring um sig (omnidirectional)
- Endurhlaðanleg rafhlaða
- Allt að 8 tíma streymitími
- Má nota með öllum Phonak streymi-búnaði



Phonak fjarstýringar heyrnartækja



- RemoteControl APP, snjall-fjarstýring
 - Þú hleður einfaldlega niður ókeypis APP (Phonak RemoteControl APP) og breytir snjallsímanum þínum í fjarstýringu fyrir heyrnartækin þín

Stefnumiðar hljóðnemunum heyrnartækjanna
Skiptir milli hlustunarkerfa
Stjórnar streymitækjum og styrk heyrnartækja
Auðvelt að para við alla Phonak streyma



Phonak fjarstýringar heyrnartækja



- Phonak PilotOne, örsmá og snjöll fjarstýring
 - Phonak PilotOne fjarstýringin er hönnuð með einfaldleika og auðvelda notkun í huga. Fjórir stórir hnappar stjórna aðgerðum s.s. að hækka/lækka í heyrnartækjunum eða skipta á milli hlustunarstillinga.
 - Fer vel í vasa og í hendi
 - Læsing hnappa möguleg




How to use



Samræður í háværu umhverfi



- Roger Penninn – hátæknilausn sem bætir tjáskipti stórkostlega
 - Einstök hönnun og snjall í notkun. Þráðlaus hljóðnemi sem gerir þér kleift að heyra vel í viðmælanda þínum í háværu umhverfi, veislum, á fundum og ráðstefnum, skóla eða á vinnustað.
 - Speech in Noise performance
 - AI-sjálfvirkur hljóðnemi
 - Má nota einan eða samtengdan við aðra Roger hljóðnema
 - 7 klst ending (um 5 klst ef Bluetooth símtal)
 - Drægni: 10 metrar (kjördrægni), allt að 20 metrar



Roger Clip-On - þráðlaus hljóðnemi



- Laufléttur, þráðlaus hljóðnemi sem bætt getur hlustunarskilyrði þegar samræður eiga sér stað í háværu umhverfi. Kjörið fyrir tveggja manna tal.
- Má nota með öðrum Roger hljóðnemunum og tækjum
 - Roger Speech-In-Noise virkni
 - Auðvelt – bara að kveikja á hljóðnemanum
 - Streymir beint í heyrnartækin
 - Ending 6 klst
 - Drægni: 10 m (kjör) en allt að 20 m.

